



### Description d'article

Numéro de commande	88.7708.095
Description d'article	Agrafes, pour l'obturation de tubulures de prélèvement de sang, matériau : aluminium
Code NACRES	NB.79

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement de sang et de produits sanguins
-----------------------	---

### Matériau et coloris

Matériau du produit	aluminium
Couleur du produit	gris

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	99000
pièces / pallet	6336000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0001 kg
Poids du carton	11.88 kg
Code EAN de la boîte	4038917140454
Code EAN du carton d'emballage	4038917550222

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

