



Description d'article

Numéro de commande	97.8750.000
Description d'article	TRANS Control 4 °C élément double, pour le transport de concentrés d'érythrocytes et de préparations de sang total à des températures de 2 à 6 °C
Code NACRES	NB.51

Caractéristiques du produit

Température recommandée	4
Domaine d'application	Transport et stockage

Dimensions

Largeur du produit	15.5 cm
Longueur du produit	27 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit	bleu
--------------------	------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.



Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
Volume du carton 0.0039 cbm
Poids du produit 0.85 kg
Poids du carton 1.05 kg
Code EAN de la boîte 4028339780123
Code EAN du carton 4028339780116
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

