



### Description d'article

Numéro de commande	97.8750.001
Description d'article	TRANS Control 4 °C portoir, pour augmenter les capacités du TRANS Control 4°
Code NACRES	NB.51

### Caractéristiques du produit

Température recommandée	4
Domaine d'application	Transport et stockage

### Dimensions

Largeur du produit	15.5 cm
Longueur du produit	27 cm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	bleu
--------------------	------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### Pureté et certification

Catégorie de produit            Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                                    oui

### Conditionnement

Minimum order qty.                1  
Type d'emballage intérieur        carton  
pièces / boîte                        1  
pièces / carton                        1  
Volume du carton                    0.0039 cbm  
Poids du produit                      0.13 kg  
Poids du carton                        0.33 kg  
Code EAN de la boîte                4028339780222  
Code EAN du carton                4028339780215  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

