



Description d'article

Numéro de commande	97.8750.016
Description d'article	Élément de tempérage, portoir, pour augmenter les capacités du TRANS Control 37°
Code NACRES	NB.51

Caractéristiques du produit

Température recommandée	37 °C
Domaine d'application	Transport et stockage

Dimensions

Largeur du produit	15,5 cm
Longueur du produit	27 cm

Matériau et coloris

Couleur du produit	rose
--------------------	------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Aucun dispositif médical | DIV
Ã DIV
Numéro de lot ou de série oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
Volume du carton 0,0035 cbm
Poids du produit 0,33 kg
Poids du carton 0,53 kg
Code EAN de la boîte 4028339780628
Code EAN du carton 4028339780611
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

