



## Description d'article

Numéro de commande	97.8750.018
Description d'article	TRANS Control -18 °C élément double, pour le transport de produits sanguins congelés
Code NACRES	NB.51

## Caractéristiques du produit

Température recommandée	-18
Domaine d'application	Transport et stockage

## Dimensions

Largeur du produit	15.5 cm
Longueur du produit	27 cm

## Matériau et coloris

Couleur du produit	blanc
--------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.



### Pureté et certification

Catégorie de produit           Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                               oui

### Conditionnement

Minimum order qty.           1  
Type d'emballage intérieur   carton  
pièces / boîte                 1  
pièces / carton                1  
Volume du carton             0.0035 cbm  
Poids du produit               1.2 kg  
Poids du carton                1.4 kg  
Code EAN de la boîte         4028339780727  
Code EAN du carton         4028339780710  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

