



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1148
Artikelbeschreibung	Entlüfter für Blutgas-Monovette® , transparent/orange, Länge: 24,5 mm, Zubehör für Blutgas-Monovette® , 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Zubehör für Blutgas-Monovette®
Anwendungsbeispiel	Entlüftung der Blutgas-Monovette®
Passend für	Blutgas-Monovette®

Maße

Länge des Produktes	24,5 mm
---------------------	---------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent/orange

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	168000
Tiefe des Innenkartons	191 mm
Breite des Innenkartons	129 mm
Höhe des Innenkartons	129 mm
Tiefe des Umkartons	288 mm
Breite des Umkartons	218 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0094 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	1,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917085465
EAN des Umkartons	4038917075312

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

