



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	19.930.125
Artikelbeschreibung	Blutgaskapillare, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 125 µl, (LxØ): 110 x 2,05 mm, 250 Stück/Dose

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	70 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

## Maße

Nennvolumen	125 µl
Durchmesser	2,05 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polyethylenterephthalat (PET)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Latexfrei ja  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 250  
Art der Innenverpackung Dose  
Stück pro Innenkarton 250  
Stück pro Karton 16000  
Stück pro Palette 1280000  
Tiefe des Umkartons 378 mm  
Breite des Umkartons 288 mm  
Höhe des Umkartons 180 mm  
Volumen des Umkartons 0,0196 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0003 kg  
Gewicht des Umkartons 6,64 kg  
EAN des Innenkartons 4038917234283  
EAN des Umkartons 4038917234276

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

