



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	51.931.100
Artikelbeschreibung	Blutgas-Kapillare-Set, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 100 µl, (LxØ): 100 x 2,05 mm, Setbestandteile: 1.000 PET-Kunststoffkapillaren 100 µl (4 x 250 Stück REF 19.930.100), 2.000 Verschlusskappen weiß (4 x 500 Stück REF 65.935.205) und 1.000 Mischstäbchen (4 x 250 Stück REF 95.936), 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	80 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	100 µl
Durchmesser	2,05 mm
Länge des Produktes	100 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Material des Verschlusses	Thermoplastische Elastomere (TPE)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellererklärung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	16
Stück pro Palette	432
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,816 kg
Gewicht des Umkartons	17,11 kg
EAN des Innenkartons	4038917234375
EAN des Umkartons	4038917234368

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

