



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.931.175
Artikelbeschreibung	Blutgas-Kapillare-Set, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 175 µl, (LxØ): 100 x 2,3 mm, Setbestandteile: 800 PET-Kunststoffkapillaren 175 µl (4 x 200 Stück REF 19.930.175), 1.600 Verschlusskappen blau (4 x 400 Stück REF 65.935.230) und 1.000 Mischstäbchen (4 x 250 Stück REF 95.936), 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	70 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	175 µl
Durchmesser	2,3 mm
Länge des Produktes	100 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Material des Verschlusses	Thermoplastische Elastomere (TPE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	16
Stück pro Palette	432
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,6551 kg
Gewicht des Umkartons	14,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917234467
EAN des Umkartons	4038917234450

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

