

Produktspezifikation Verschlusskappe 2,05 mm für Blutgaskapillare 100 μl / 125 μl, weiß

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.935.205

Artikelbeschreibung Verschlusskappe 2,05 mm für Blutgaskapillare 100 µl / 125

μl, weiß, Blutgasanalyse, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme kapillar

Anwendungsbereich Blutgasanalyse

Passend für Blutgaskapillare 100 μl / 125 μl

Material & Farben

Material des Produktes Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Verschlusskappe 2,05 mm für Blutgaskapillare 100 μl / 125 μl, weiß

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung **Beutel** Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 32000 Stück pro Palette 2560000 Tiefe des Umkartons 378 mm Breite des Umkartons 288 mm Höhe des Umkartons 180 mm Volumen des Umkartons 0,0196 cbm Gewicht des Produktes 0,0002 kg Gewicht des Umkartons 8,42 kg

EAN des Innenkartons 4038917234559 EAN des Umkartons 4038917234542

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

