



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	06.1690.100
Artikelbeschreibung	S-Sedivette®, Blutsenkung, 4NC, Präparierung: Tri-Natriumcitrat / Zitronensäure-Puffer-Lösung, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxØ) mit Verschluss: 146 x 8 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, Verschluss schwarz, Farbcode ISO, steril, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Tri-Natriumcitrat / Zitronensäure-Puffer-Lösung
Präparierungskonzentration	0,105 mol/l pH 5,5
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	nein
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Blutsenkung
Passend für	Sediplus® S 200/S 2000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	146 mm
Länge ohne Verschluss	130 mm
Länge mit Verschluss und Stange	167 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Innenkartons	143 mm
Breite des Innenkartons	171 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	190 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
S-Sedivette® , 3,5 ml, Verschluss schwarz, (LxØ):
130 x 8 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0192 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	3,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917133128
EAN des Umkartons	4038917024716

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-05-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT