



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.851.172
Artikelbeschreibung	Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 10, gelb, mit Griff, Material: PP

### **Produkteigenschaften**

Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	246 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	-
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	840
Tiefe des Umkartons	453 mm
Breite des Umkartons	258 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0193 cbm
Gewicht des Produktes	0,1983 kg
Gewicht des Umkartons	2,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917121842
EAN des Umkartons	4038917074988

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

