



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.171
Artikelbeschreibung	Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 10, rot, Material: recyceltes PP

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)  
Farbe des Produktes rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung -  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 20  
Stück pro Palette 760  
Tiefe des Umkartons 568 mm  
Breite des Umkartons 433 mm  
Höhe des Umkartons 120 mm  
Volumen des Umkartons 0,0295 cbm  
Gewicht des Produktes 0,1958 kg  
Gewicht des Umkartons 4,62 kg  
EAN des Innenkartons 4038917122061  
EAN des Umkartons 4038917018128

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

