



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.175
Artikelbeschreibung	Block Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 10, orange, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Block Rack D17, Ø Öffnung: 17 mm, 5 x 10,
orange

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie nicht reguliert
CE-Zertifizierung kein CE-Kennzeichen
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 20
Stück pro Palette 760
Tiefe des Umkartons 568 mm
Breite des Umkartons 433 mm
Höhe des Umkartons 120 mm
Volumen des Umkartons 0,0295 cbm
Gewicht des Produktes 0,1958 kg
Gewicht des Umkartons 4,62 kg
EAN des Innenkartons 4038917122108
EAN des Umkartons 4038917018166

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2026-03-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT