



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.300
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D17, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 20, grau, Material: PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	5 x 20
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	418 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Doppel-Blockständer D17, Ø Öffnung: 17 mm, 5 x 20, grau

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 12
Stück pro Palette 528
Tiefe des Umkartons 453 mm
Breite des Umkartons 433 mm
Höhe des Umkartons 165 mm
Volumen des Umkartons 0,0324 cbm
Gewicht des Produktes 0,3917 kg
Gewicht des Umkartons 5,41 kg
EAN des Innenkartons 4038917122221
EAN des Umkartons 4038917018296

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT