



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.853.200
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D13, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm, Rastermaß: 10 x 10, grau, Material: recyceltes PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	13 mm
Breite des Produktes	192 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	180 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Doppel-Blockständer D13, Ø Öffnung: 13 mm, 10 x 10, grau

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 8
Stück pro Palette 720
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 120 mm
Volumen des Umkartons 0,0176 cbm
Gewicht des Produktes 0,3509 kg
Gewicht des Umkartons 3,27 kg
EAN des Innenkartons 4038917122573
EAN des Umkartons 4038917074070

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT