



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.853.300
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D13, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm, Rastermaß: 5 x 20, grau, Material: PP

### **Produkteigenschaften**

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	5 x 20
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser der Öffnung	13 mm
Breite des Produktes	96 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	360 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Doppel-Blockständer D13, Ø Öffnung: 13 mm, 5 x 20, grau**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes grau

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung -  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 8  
Stück pro Palette 720  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 368 mm  
Höhe des Umkartons 120 mm  
Volumen des Umkartons 0,0176 cbm  
Gewicht des Produktes 0,3509 kg  
Gewicht des Umkartons 3,27 kg  
EAN des Innenkartons 4038917122634  
EAN des Umkartons 4038917074087

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**