



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.170
Artikelbeschreibung	S-Monovette® -Rack D17, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 10 x 5, weiß, Material: PP

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	10 x 5
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD  
Lot- oder Seriennummer nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Art der Innenverpackung Innenkarton  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Karton 20  
Stück pro Palette 760  
Tiefe des Umkartons 568 mm  
Breite des Umkartons 433 mm  
Höhe des Umkartons 120 mm  
Volumen des Umkartons 0,0295 cbm  
Gewicht des Produktes 0,1958 kg  
Gewicht des Umkartons 4,62 kg  
EAN des Innenkartons 4038917122054  
EAN des Umkartons 4038917044905

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

