



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.300
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D17, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 10 x 10, grau, kopfseitig verbunden, Material: PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	218 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Doppel-Blockständer D17, Ø Öffnung: 17 mm, 10
x 10, grau, kopfseitig verbunden

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
Lot- oder Seriennummer nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Art der Innenverpackung Innenkarton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 12
Stück pro Palette 528
Tiefe des Umkartons 453 mm
Breite des Umkartons 433 mm
Höhe des Umkartons 165 mm
Volumen des Umkartons 0,0324 cbm
Gewicht des Produktes 0,3917 kg
Gewicht des Umkartons 5,41 kg
EAN des Innenkartons 4038917122221
EAN des Umkartons 4038917018296

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-05-09

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT