



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.854.121
Artikelbeschreibung	S-Monovette® -Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 10 x 5, rot, Material: PP

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	10 x 5
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

## Maße

Durchmesser der Öffnung	12 mm
Breite des Produktes	80 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	kein Medizinprodukt   IVD
Lot- oder Seriennummer	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Innenkarton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	20
Stück pro Palette	1560
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,018 cbm
Gewicht des Produktes	0,1214 kg
Gewicht des Umkartons	2,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917122641
EAN des Umkartons	4038917018487

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

