



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.854.122
Artikelbeschreibung	S-Monovette® -Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 10 x 5, gelb, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	10 x 5
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	12 mm
Breite des Produktes	80 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
Lot- oder Seriennummer nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Art der Innenverpackung Innenkarton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Karton 20
Stück pro Palette 1560
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 323 mm
Höhe des Umkartons 130 mm
Volumen des Umkartons 0,018 cbm
Gewicht des Produktes 0,1214 kg
Gewicht des Umkartons 2,8 kg
EAN des Innenkartons 4038917122658
EAN des Umkartons 4038917018494

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

