



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1355
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 125 ml, (ØxH): 66 x 67 mm, Ø Öffnung: 66 mm, hochtransparent, graduert, Material: PP, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	125 ml

Maße

Nennvolumen	125 ml
Volumen max	125 ml
Durchmesser	66 mm
Durchmesser der Öffnung	66 mm
Höhe des Produktes	67 mm
Länge ohne Verschluss	67 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Urin-Becher, 125 ml, (ØxH): 66 x 67 mm, PP,
hochtransparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes hochtransparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE Lieferant
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 24000
Tiefe des Umkartons 390 mm
Breite des Umkartons 265 mm
Höhe des Umkartons 590 mm
Volumen des Umkartons 0,061 cbm
Gewicht des Produktes 0,0057 kg
Gewicht des Umkartons 6,2 kg
EAN des Innenkartons 4038917409568
EAN des Umkartons 4042836010088

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2024-03-29

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT