



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1437.100
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 75 ml, (ØxH): 65 x 48 mm, transparent, graduiert, Material: PP

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Arbeitsvolumen	75 ml

Maße

Nennvolumen	75 ml
Volumen max	75 ml
Durchmesser	65 mm
Höhe des Produktes	48 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Urin-Becher, 75 ml, (ØxH): 65 x 48 mm, PP,
transparent

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	28000
Volumen des Umkartons	0,065 cbm
Gewicht des Produktes	0,0092 kg
Gewicht des Umkartons	9,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917129138
EAN des Umkartons	4038917074711

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

