



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.560.901
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, (ØxH): 73 x 100 mm, weiß, Material: PS

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Arbeitsvolumen	100 ml

Maße

Nennvolumen	100 ml
Durchmesser	73 mm
Höhe des Produktes	100 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2500
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Karton 2500
Stück pro Palette 90000
Volumen des Umkartons 0,0762 cbm
Gewicht des Produktes 0,0028 kg
Gewicht des Umkartons 8,16 kg
EAN des Innenkartons 4038917318198
EAN des Umkartons 4038917318181

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

