



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.560.901
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 148 ml, (ØxH): 73 x 67 mm, weiß, Material: PS

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Arbeitsvolumen	148 ml

Maße

Nennvolumen	148 ml
Durchmesser	73 mm
Höhe des Produktes	67 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2500
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 2500
Stück pro Palette 90000
Tiefe des Umkartons 457 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 356 mm
Volumen des Umkartons 0,0599 cbm
Gewicht des Produktes 0,0028 kg
Gewicht des Umkartons 8,16 kg
EAN des Innenkartons 4038917318198
EAN des Umkartons 4038917916547

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

