



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	75.560
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, Ø Öffnung: 73 mm, weiß, Material: PS, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	250 ml

### **Maße**

Nennvolumen	250 ml
Durchmesser	73 mm
Durchmesser der Öffnung	73 mm
Höhe des Produktes	100 mm
Länge des Produktes	100 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Mehrzweck-Becher, 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm,**  
**PS, weiß**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes weiß

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 20000  
Tiefe des Umkartons 598 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 165 mm  
Volumen des Umkartons 0,0393 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0076 kg  
Gewicht des Umkartons 4,3 kg  
EAN des Innenkartons 4038917339902  
EAN des Umkartons 4038917339896

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**