



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	76.571.001
Artikelbeschreibung	Schnappdeckel, für 100 ml Becher 75.570.001, Material: PET, transparent, 50 Stück/Schlauchbeutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Schnappdeckel
Passend für	100 ml Becher 75.570.001

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Umkartons	375 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	315 mm
Volumen des Umkartons	0,0348 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	1,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917974462
EAN des Umkartons	4038917974479

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

