




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	76.571
Artikelbeschreibung	Schnappdeckel, für 100 ml Becher 75.570, Material: PS, transparent, 100 Stück/Schlauchbeutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schnappdeckel
Passend für	100 ml Becher 75.570

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schnappdeckel, für 100 ml Becher 75.570, PS,
transparent

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	32000
Volumen des Umkartons	0,0392 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	1,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917082570
EAN des Umkartons	4038917001656

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-26

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT