



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1706
Artikelbeschreibung	Wandhalter, Material: Edelstahl, für Formalin System, 1 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Gewebefixierung
Passend für	Formalin System

### **Maße**

Breite des Produktes	101 mm
Länge des Produktes	200 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Edelstahl
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Umkarton                1  
Stück pro Palette                  324  
Tiefe des Umkartons               268 mm  
Breite des Umkartons              191 mm  
Höhe des Umkartons               100 mm  
Volumen des Umkartons          0,0051 cbm  
Gewicht des Produktes            0,269 kg  
Gewicht des Umkartons          0,42 kg  
EAN des Innenkartons            4038917335461  
EAN des Umkartons               4038917335454

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

