



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	48.391
Artikelbeschreibung	Probenröhre, PP, Präparierung: NaCl, befüllt mit 1 ml NaCl (0,9%), Schraubverschluss, (LxØ): 101 x 16,5 mm, Rundboden mit Stehrand, mit Papieretikett, 100 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Art der Präparierung	NaCl
Präparierungskonzentration	0,9% NaCl
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden mit Stehrand

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Maße**

Durchmesser	16,5 mm
Länge des Produktes	101 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	14000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,0077 kg
Gewicht des Umkartons	4,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917556613
EAN des Umkartons	4038917556606

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

