



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.590
Artikelbeschreibung Schraubverschluss, passend für Kühlversandbehälter

Produkteigenschaften

Passend für Kühlversandbehälter

Material & Farben

Farbe des Verschlusses natur

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD kein Medizinprodukt | IVD
Lot- oder Seriennummer nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Karton 2000
Stück pro Palette 80000
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 388 mm
Höhe des Umkartons 225 mm
Volumen des Umkartons 0,0374 cbm
Gewicht des Produktes 0,0024 kg
Gewicht des Umkartons 5,47 kg
EAN des Innenkartons 4038917082723
EAN des Umkartons 4038917001762

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

