



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.718
Artikelbeschreibung	Deckel für Probengefäß 73.666, natur, Länge: 8 mm, Material: LD-PE

Produkteigenschaften

Verschluss	Übergriffstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Probengefäß 73.666

Maße

Länge des Produktes	8 mm
---------------------	------

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Karton	10000
Stück pro Palette	360000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	6,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917083669
EAN des Umkartons	4038917002561

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

