



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.646
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Autoanalyser, Material: PS, 3,5 ml, (LxØ): 38 x 14 mm, transparent, 1000 Stück/Innenkarton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Autoanalyser
Bodenform	Spitzboden

Maße

Volumen max	3,5 ml
Durchmesser	14 mm
Durchmesser der Öffnung	8 mm
Höhe des Produktes	38 mm
Länge des Produktes	38 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung CE
Lot- oder Seriennummer ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Art der Innenverpackung Innenkarton
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Karton 5000
Stück pro Palette 120000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 415 mm
Volumen des Umkartons 0,0657 cbm
Gewicht des Produktes 0,0018 kg
Gewicht des Umkartons 9,62 kg
EAN des Innenkartons 4038917083096
EAN des Umkartons 4038917002066

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

