



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.663
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Boehringer ES 300® und ES 600®, Material: PS, 2 ml, (LxØ): 40 x 12 mm, transparent, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Boehringer ES 300® und ES 600®
Bodenform	Spitzboden

Maße

Volumen max	2 ml
Durchmesser	12 mm
Durchmesser der Öffnung	10 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	40 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Karton	5000
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	6,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917083195
EAN des Umkartons	4038917002158

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

