



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.666
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Hitachi Analysen-Automat, Material: PS, (LxØ): 38 x 17 mm, transparent, 5000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Hitachi Analysen-Automat
Bodenform	Spitzboden

Maße

Durchmesser	17 mm
Durchmesser der Öffnung	10 mm
Höhe des Produktes	38 mm
Länge des Produktes	38 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produkt nach MPG oder IVD	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Karton	5000
Stück pro Palette	150000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0017 kg
Gewicht des Umkartons	9,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917083225
EAN des Umkartons	4038917002172

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

