



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1000.100
Artikelbeschreibung	Schlauch-Segment-Öffner, für Bedside-Testkarten, Material: HD-PE, weiß

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	für Bedside-Testkarten
Anwendungsbereich	Blutbank

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Karton	2000
Stück pro Palette	242000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	228 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0123 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	4,48 kg
EAN des Innenkartons	4038917124607
EAN des Umkartons	4038917028585

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

