



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1000.476
Artikelbeschreibung	Schlauch-Segment-Öffner, montiert auf Röhre 75 x 12 mm, Material: HD-PE, weiß, Röhre: PS, 50 Stück/Stapelpackung

### Produkteigenschaften

Ausführung	montiert auf Röhre 75 x 12 mm
Anwendungsbereich	Blutbank
Bodenform	Rundboden

### Maße

Durchmesser	12 mm
Länge des Produktes	75 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	400
Stück pro Palette	57600
Tiefe des Innenkartons	146 mm
Breite des Innenkartons	96 mm
Höhe des Innenkartons	64 mm
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,0045 kg
Gewicht des Umkartons	2,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917124614
EAN des Umkartons	4038917047975

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

