



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1000.800
Artikelbeschreibung	Schlauch-Segment-Öffner, für Glasröhren Ø 8,2 mm, Material: HD-PE, weiß

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Blutbank
Passend für	Glasröhren Ø 8,2 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produkt nach MPG oder IVD	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Karton	2000
Stück pro Palette	216000
Tiefe des Innenkartons	191 mm
Breite des Innenkartons	129 mm
Höhe des Innenkartons	129 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,016 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	4,38 kg
EAN des Innenkartons	4038917124645
EAN des Umkartons	4038917053273

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

