



Produktspezifikation

V-Monovette® VD, 10 ml, Verschluss hellblau,
(LxØ): 100 x 15 mm, 100 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 13.2407.601 |
| Artikelbeschreibung | V-Monovette® VD, zur Virus-Diagnostik, Nennvolumen: 10 ml, (LxØ): 100 x 15 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PET, Eindrückstopfen, Verschluss hellblau, mit Papieretikett, unsteril, 100 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------|
| Art der Präparierung | ohne Präparierung |
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | hellblau |
| Graduierung | Nennmarkierung |
| Verschluss | Membranstopfen |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Lichtschutz | nein |
| Anwendungsbereich | Virus-Diagnostik |
| Bodenform | Rundboden |
| Arbeitsvolumen | 10 ml |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-07-07

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

V-Monovette® VD, 10 ml, Verschluss hellblau,
(LxØ): 100 x 15 mm, 100 Stück/Beutel

Seite 2

Maße

| | |
|-----------------------|--------|
| Nennvolumen | 10 ml |
| Durchmesser | 15 mm |
| Länge mit Verschluss | 106 mm |
| Länge ohne Verschluss | 100 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polyethylenterephthalat (PET) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | hellblau |
| Material der Membrane | Gummi |
| Material der Röhre | Polyethylenterephthalat (PET) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | unsteril |
| Sicherheitsdatenblatt | nein |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Art der Innenverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Karton | 500 |
| Stück pro Palette | 22000 |
| Gewicht des Produktes | 0,0085 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917790512 |
| EAN des Umkartons | 4038917790529 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-07-07

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT