




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1217
Artikelbeschreibung	Haemo-Diff® , ohne Ausstrichkante, zur Herstellung von Blutausstrich, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung	ohne Ausstrichkante
Anwendungsbereich	Blutausstrich

Maße

Länge des Produktes	26,5 mm
---------------------	---------

Material & Farben

Material des Produktes	Styrol-Butadien (SB)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	648000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	0,81 kg
EAN des Innenkartons	4038917085823
EAN des Umkartons	4038917004459

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

