




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1218
Artikelbeschreibung	Haemo-Diff® , mit Ausstrichkante, zur Herstellung von Blutausstrich, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung	mit Ausstrichkante
Anwendungsbereich	Blutausstrich
Anschluss	S-Monovette®

Maße

Länge des Produktes	21 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	216000
Tiefe des Innenkartons	191 mm
Breite des Innenkartons	129 mm
Höhe des Innenkartons	129 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,016 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	3,27 kg
EAN des Innenkartons	4038917085830
EAN des Umkartons	4038917004466

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

