



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	42.117
Artikelbeschreibung	Micro-Probengefäß 100 µl Brillant, Präparierung: Brillantkresylblau-Lösung 1%, Nennvolumen: 100 µl, (LxØ) mit Verschluss: 46 x 10,8 mm, Schraubverschluss, Verschluss: blau, Spitzboden, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös und kapillar
Art der Präparierung	Brillantkresylblau-Lösung 1%
Präparierungskonzentration	1% Brilliantkresylblau-Lösung
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	Retikulozytenzählung
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	100 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	100 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	46 mm
Länge mit Verschluss	46 mm
Länge ohne Verschluss	44 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	117000
Tiefe des Umkartons	283 mm
Breite des Umkartons	173 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0066 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	0,92 kg
EAN des Innenkartons	4038917080897
EAN des Umkartons	4038917365130

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

