



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.562.605
Artikelbeschreibung	Schraubbecher VD, zur Virus-Diagnostik, (ØxH): 62 x 73 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: hellblau, Verschluss montiert, unsteril, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Virus-Diagnostik

Maße

Volumen max	100 ml
Durchmesser	62 mm
Durchmesser der Öffnung	57 mm
Höhe des Produktes	73 mm
Länge ohne Verschluss	72 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	hellblau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	unsteril
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	5600
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,0153 kg
Gewicht des Umkartons	3,74 kg
EAN des Innenkartons	4038917794053
EAN des Umkartons	4038917794060

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

