



## Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,  
PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

Seite 1



### Artikelbeschreibung

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 60.612.011   |
| Artikelbeschreibung | Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, braun, Material: PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton |

### Produkteigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Lichtschutz           | ja  |
| Bodenform             | Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet |
| Arbeitsvolumen        | 5 ml  |
| Form des Innengefäßes | konisch                                     |

### Maße

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Durchmesser           | 15,3 mm |
| Höhe des Produktes    | 92 mm   |
| Länge des Produktes   | 92 mm   |
| Länge ohne Verschluss | 92 mm   |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,  
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,  
PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

Seite 2

### Material & Farben

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes    | braun             |
| Material der Röhre     | Polypropylen (PP) |

### Reinheit & Zertifizierung

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

### Verpackung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000000       |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 100           |
| Stück pro Umkarton          | 1000          |
| Stück pro Palette           | 40000         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0383 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,004 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 4,54 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917114943 |
| EAN des Umkartons           | 4038917055000 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**