



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.612.310
Artikelbeschreibung	Schraubröhrchen, 5 ml, 92 x 15,3 mm, mit Zwischenboden, rund, PP, ohne Verschluss, 100 St./Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	gerundet
Bodenform	Zwischenboden gerundet
Zentrifugationstemperatur	Raumtemperatur
Form des Innengefäßes	konisch
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Nennvolumen	5 ml
Durchmesser	15,3 mm
Höhe des Produktes	92 mm
Länge des Produktes	92 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produkt nach MPG oder IVD	IVD
Lot- oder Seriennummer	Chargenpflichtig

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	40000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	464 mm
Höhe des Umkartons	201 mm
Volumen des Umkartons	0,0382 cbm
Gewicht des Umkartons	4,54 KG
EAN des Innenkartons	4038917367974
EAN des Umkartons	4038917367967

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

