



Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.612.310
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet
Arbeitsvolumen	5 ml
Form des Innengefäßes	konisch

Maße

Durchmesser	15,3 mm
Höhe des Produktes	92 mm
Länge des Produktes	92 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-25

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	40000
Volumen des Umkartons	0,0383 cbm
Gewicht des Produktes	0,0041 kg
Gewicht des Umkartons	4,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917367974
EAN des Umkartons	4038917367967

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-25

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT