



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	60.613.010
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm, Zwischenboden flach, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Bodenform	Zwischenboden flach
Arbeitsvolumen	3,5 ml

### **Maße**

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	42000
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	3,44 kg
EAN des Innenkartons	4038917114974
EAN des Umkartons	4038917079143

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

