




Produktspezifikation

**Schraubröhre, 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.617.010
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, transparent, Material: PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet
Arbeitsvolumen	3,5 ml

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-05

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Schraubröhre, 3,5 ml, (LxØ): 92 x 13 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,
PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Umkartons	379 mm
Breite des Umkartons	229 mm
Höhe des Umkartons	391 mm
Volumen des Umkartons	0,0339 cbm
Gewicht des Produktes	0,0026 kg
Gewicht des Umkartons	3,44 kg
EAN des Innenkartons	4038917115094
EAN des Umkartons	4038917079167

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-05

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT