

### **Produktspezifikation**

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, PP, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel Seite 1



# Artikelbeschreibung

Bestellnummer 62.612.009

Artikelbeschreibung Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,

Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet,

transparent, Material: PP, mit Druck, Etikett/Druck: weiß, mit

Skalierung, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel,

1.000 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit Druck
Farbe Druck/Etikett weiß
Graduierung ja

Bodenform Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet

Arbeitsvolumen 5 ml Form des Innengefäßes konisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Produktspezifikation**

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden gerundet, PP, Verschluss beiliegend, 1.000 Stück/Beutel Seite 2

#### Maße

Durchmesser 15,3 mm Höhe des Produktes 92 mm Länge des Produktes 92 mm Länge ohne Verschluss 92 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Röhre Polypropylen (PP)

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 36000
Volumen des Umkartons 0,0492 cbm

Gewicht des Produktes 0,0054 kg
Gewicht des Umkartons 5,9 kg

EAN des Innenkartons 4038917114929 EAN des Umkartons 4038917072298

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

