



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	15.1670.100
Artikelbeschreibung	Multivette® 600 Serum CAT, venöse und kapillare Blutproben, Präparierung: Gerinnungsaktivator, Nennvolumen: 600 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,9 x 8 mm, mit Druck, Verschluss rot, Schraubverschluss, Flachboden, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös und kapillar
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	venöse und kapillare Blutproben
Bodenform	Flachboden
Zentrifugation empfohlen	10000 U/min
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	600 µl
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	47,9 mm
Länge ohne Verschluss	44,4 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellerselbsterklärung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	63000
Tiefe des Innenkartons	201 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	81 mm
Tiefe des Umkartons	423 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	185 mm
Volumen des Umkartons	0,0167 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	2,79 kg
EAN des Innenkartons	4038917132947
EAN des Umkartons	4038917024587

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

